

Information

문서 번호: 24-41
 작성 일자: 2009. 7. 1
 수 신: 병(의)원장
 참 조: 진단검사의학과, 원무관련부서, 외부수탁담당자
 : 신규검사 안내 및
 제 목 일부검사항목의 검사정보 변경

1. 귀 원의 무궁한 발전을 기원하며 아울러 저희 삼광의료재단을 이용해 주셔서 깊이 감사드립니다.
2. 재단에서 실시하고 있는 일부 검사항목의 정보가 변경되어 알려드리오니, 진료 및 병원 업무에 참고하시기 바랍니다.

신규 검사 안내

적용일자 : 2009 년 7 월 1 일 (수) 접수분부터

SML 검사코드	검사명	검사법	검체	참고치	검사일정	보험코드	보험가
10035	Protein/ Creatinine Ratio	계산법	Urine 5.0 mL * 아침첫뇨 권장	≤150 mg/g creatinine	매일 1 일	C2200 C3750	2,760 원
본 검사는 선별검사로써, 아침 첫뇨로 검사 시행을 했을 경우 24 시간 축뇨의 Total Protein 값과의 상관성이 좋으므로 되도록 아침 첫뇨로 의뢰하시기를 권장합니다. 결과가 비정상인 경우, 단백뇨의 원인을 진단하기 위해 24 시간 축뇨로 Total protein 정량, Albumin 정량, Protein E.P 등의 검사로 확진하시기 바랍니다.							

신규 검사 안내

적용일자 : 2009 년 7 월 1 일 (수) 접수분부터

SML 검사코드	검사명	검사법	검체	참고치	검사일정	보험코드	보험가
42655	Trichomonas vaginalis PCR	PCR	분비물 (전용용기)	Negative	매일 2 일	나 595 아 C5956006	25,160 원

검사정보 변경

보험코드	검사명	검사 정보		비고
		변경전	변경후	
노 206 CZ206	Proinsulin	<u>검사일정</u> 월, 목 7-10 일 <u>검체</u> 혈청 (SST) 2.0 mL 냉장	<u>검사일정</u> 월, 목 4 일 <u>검체</u> 혈청 (SST) 2.0 mL 냉장 * 검체가 24 시간 이상 지체될 경우에는 동결 상태로 의뢰 요망	외주→자체시행 적용일자 : 2009 년 7 월 13 일 (월) 접수분부터
나 300 가 B3000006	Protein E.P (Serum)	<u>참고치</u> Albumin : 50.0-60.0% α1-globulin : 3.0-5.2% α2-globulin : 6.8-12.0% β-globulin : 9.3-15.0% γ-globulin : 13.0-23.0%	<u>참고치</u> Albumin : 52.0-65.0% α1-globulin : 1.5-4.0% α2-globulin : 9.0-14.0% β-globulin : 9.0-15.0% γ-globulin : 10.0-19.0%	시약변경에 따른 참고치 변경 적용일자 : 2009 년 7 월 13 일 (월) 접수분부터
녀 80 나 BY802	PAI-1 (Plasminogen Activator Inhibitor-1)	<u>검사일정</u> 격주 수 1 일	<u>검사일정</u> 매주 수 1 일	검사건수 증가로 검사일정 확대 적용일자 : 2009 년 7 월 15 일 (수) 접수분부터
나 468 나 C4682506	Mumps Virus IgG	<u>검사일정</u> 화, 금 1 일	<u>검사일정</u> 월, 수, 금 1 일	검사건수 증가로 검사일정 확대 적용일자 : 2009 년 7 월 17 일 (금) 접수분부터
나 468 나 C4683506	Mumps Virus IgM			
나 466 가 C4661020	Leptospira Ab	<u>검사법</u> : PHA <u>검체</u> 혈청(SST) 0.3 mL	<u>검사법</u> : ICA <u>검체</u> 혈청(SST) 0.5 mL	검사법 변경 적용일자 : 2009 년 8 월 1 일 (토) 접수분부터

2/3

검사정보 변경

보험코드	검사명	검사 정보		비고
		변경전	변경후	
CY281006 CY282006	Catecholamine 2 분획 ◦ Epinephrine ◦ Norepinephrine	검체 혈장 (EDTA) 2.0 mL 냉장	검체 혈장 (EDTA) 2.0 mL 동결 * 혈장을 신속하게 원심 분리한 후 동결상태로 의뢰 요망	검체 보관방법 변경 적용일자 : 즉시
CY281006 CY282006 CY283006	Catecholamine 3 분획 ◦ Epinephrine ◦ Norepinephrine ◦ Dopamin			

검사 중지

검사명	검사법	변경 사항	비고
EBV VCA IgA	EIA	검사 중지	적용일자 : 즉시
EBV EA-DR IgA	EIA		
HSV IgG	FA	검사 중지	외주처 (일본 SRL)의 검사 중지 적용일자 : 즉시
HSV IgM	FA		
Measles Virus Ab	CF		
VZV IgG (Varicella Zoster Virus)	FA		
VZV IgM (Varicella Zoster Virus)	FA		
Endothelin-1	RIA		