

Information

문서 번호: 24-47
 작성 일자: 2009. 7. 22
 수 신: 병(의)원장
 참 조: 진단검사의학과, 원무관련부서, 외부수탁담당자
 제 목: **일부검사항목의 검사정보 변경**

1. 귀 원의 무궁한 발전을 기원하며 아울러 저희 삼광의료재단을 이용해 주셔서 깊이 감사드립니다.
2. 재단에서 실시하고 있는 일부 검사항목의 정보가 변경되어 알려드리오니, 진료 및 병원 업무에 참고하시기 바랍니다.



검사정보 변경

보험정보	검사명	검사정보		비고
		변경전	변경후	
노 211 CZ211	Inhibin A	<u>검사법</u> ELISA	<u>검사법</u> CLIA	검사법 변경 적용일자 : 2009년 8월 1일 (토) 접수분부터
나 468 나(1) C4682596	HTLV-I/II Ab (EDTA Plasma)	<u>검체</u> EDTA Plasma <u>검사일정</u> 월-금 2-3 일	<u>검체</u> EDTA Plasma <u>검사일정</u> 화 2-3 일	검사 건수 감소 적용일자 : 2009년 7월 24일 (금) 접수분부터

1/2

검체 용기 변경

적용일자 : 2009 년 8 월 1 일 (토) 접수분부터

보험코드	검사항목	검체 용기			비고
		변경전	변경후		
나 452 나(2) C4523990	Aluminium (Al)	Plain Serum	Trace element Serum (빨간색 라벨)		더욱 정확한 수치 측정을 위해 중금속 전용용기로 변경
나 452 나(2) C4523620	Copper (Cu)				
나 452 나(2) C4523670	Zinc (Zn)				
나 452 나(2) C4523650	Cadmium (Cd)	Heparin Blood	Trace element K ₂ EDTA Blood (파란색 라벨)		
나 452 나(2) C4523990	Chromium (Cr)				
나 452 나(2) C4523990	Cobalt (Co)				
나 452 나(2) C4523630	Lead (Pb)				
나 452 나(2) C4523660	Mangane (Mn)				
나 452 나(2) C4523640	Mercury (Hg)				
나 452 나(2) C4523990	Selenium (Se)				
* Lithium 검사는 기존 대로 SST (Serum Separating Tube)를 사용하오니, 혼동 없으시길 바랍니다.					

검사 중지

적용일자 : 즉시

검사명	검사법	검사일정	변경내용	비고
Catalase	비색법	월, 목 15-20 일	검사 중지	외주처의 검사 중지

2/2