

Information

문서 번호: 24-84
 작성일자: 2009. 12. 2
 수 신: 병(의)원장
 참 조: 진단검사의학과, 원무관련부서, 외부수탁담당자
 제 목: **일부검사항목의 검사정보 변경**

1. 귀 원의 무궁한 발전을 기원하며 아울러 저희 삼광의료재단을 이용해 주셔서 깊이 감사드립니다.
2. 재단에서 Free Kappa Light Chain 과 Free Lambda Light Chain 검사를 신설하여 다음과 같이 정보를 알려드리오니, 진료 및 병원 업무에 참고하시기 바랍니다.
3. Estrone (E1) 검사가 시약공급지연으로 일시적으로 중지됩니다.

검사정보 변경

적용일자 : 2009 년 12 월 7 일 (월) 접수분부터

보험정보	검사명	검체 (mL)	검사정보		비고
			변경전	변경후	
나 237 가 C2371006	Free Kappa Light Chain	혈청 (SST) 2.0	<u>검사법</u> Nephelometry	<u>검사법</u> 비탁법	◦ 자사 세팅 ◦ 혈청으로 두 검사를 동시에 의뢰할 경우 κ/λ ratio 를 보고합니다.
나 237 나 C2381006		Urine 5.0	<u>참고치</u> ◦ 혈청 κ : 3.30-19.40 mg/L λ : 5.71-26.30 mg/L κ/λ ratio : 0.26-1.65	<u>참고치</u> ◦ 혈청 κ : 3.30-19.40 mg/L λ : 5.71-26.30 mg/L κ/λ ratio : 0.26-1.65 (혈청 참고치 기존과 동일) ◦ Urine κ : 0.78-13.48 mg/L λ : 2.22-5.90 mg/L (Urine 은 κ/λ ratio 를 보고하지 않음)	
나 237 가 C2372006	Free Lambda Light Chain	혈청 (SST) 2.0	◦ Urine κ : 1.35-24.19 mg/L λ : 0.24-6.66 mg/L κ/λ ratio : 2.04-10.37	◦ Urine κ : 0.78-13.48 mg/L λ : 2.22-5.90 mg/L (Urine 은 κ/λ ratio 를 보고하지 않음)	
나 237 나 C2382006		Urine 5.0	<u>검사일정</u> 화, 목 / 2-3 일	<u>검사일정</u> 수, 금 / 1 일	

검사 중지

적용일자 : 즉시

검사명	검사법	변경내용	비고
Estrone (E1)	RIA	검사 중지	외주처의 일시 중지 (시약공급 지연)