

문서번호: 34-42  
발 행: 2019.7.16  
수 신: 병(의)원장  
참 조: 진단검사의학과, 원무관련부서, 외부수탁담당자  
제 목: **일부 검사항목의 검사정보 변경 안내**

1. 귀 원의 무궁한 발전을 기원하며 아울러 저희 삼광의료재단을 이용해 주셔서 깊이 감사 드립니다.
  2. 아래와 같이 검사정보가 변경되어 알려드리오니 병원업무 및 환자진료에 참고하시기 바랍니다.
- P1NP (Procollagen type 1 N-terminal-propeptide) 검사 신규검사 안내
  - Methylhippuric acid 검사 포함 4 항목 검사정보 변경 안내
  - HDV Ab (IgG) 검사 검사 중지 및 대체검사 안내
  - Prader-Willi/Angelman 검사 포함 2 항목 검사 중지 안내

## 신규검사 안내

검사명	검사정보	비고
P1NP (Procollagen type 1 N-terminal-propeptide) (SML code: 13009)	<p><u>검체정보</u>: SST Serum / 0.8 mL</p> <p><u>검사법</u>: ECLIA</p> <p><u>검사일/소요일</u>: 매일 / 1 일</p> <p><u>참고치</u>: (단위: ng/mL)</p> <p>M : 24.30-84.10</p> <p>F : Postmenopausal</p> <p>HRT Yes : 14.28-58.92</p> <p>HRT No : 20.25-76.31</p> <p>Premenopausal : 15.13-58.59</p> <p><u>보험정보</u>: 누 503 D5030023 (206.44) / 17,220 원</p>	<p>◦임상적 의의: 골다공증 치료제의반응 평가에 유용한 골형성표지자</p> <p>◦적용일자: 2019년 7월 29일 접수분부터</p> <p>※ HRT : Hormone replacement therapy</p>

## 검사정보 변경

검사명	검사정보		비고
	변경 전	변경 후	
Methylhippuric acid (SML code: 12230)	<u>참고치</u> : (단위: g/g creatinine) None detected for industrial worker : ≤ 1.50	<u>참고치</u> : (단위: g/g creatinine) 작업자: ≤ 1.50	◦참고치 변경 ◦적용일자: 2019년 7월 18일 접수분부터
Methylhippuric acid (특검) (SML code: 12231)			
<i>H. Pylori</i> 클라리스로마이신 내성 돌연변이 PCR (SML code: 42383)	<u>검사법</u> : PCR	<u>검사법</u> : Real-time PCR	◦검사법 변경 ◦적용일자: 2019년 7월 29일 접수분부터
<i>H. Pylori</i> PCR (SML code: 42380)	<u>검사법</u> : PCR <u>보험정보</u> : 누 591 가 D591107C (395.74) / 33,000 원	<u>검사법</u> : Real-time PCR <u>보험정보</u> : 누 591 나 D591203C (532.77) / 44,430 원	◦검사법 변경으로 검사정보 변경 ◦적용일자: 2019년 7월 29일 접수분부터 ※ SET 검사로 의뢰 가능하며 개별이티 불가 (SET code: 42384)

## 검사중지 및 대체검사 안내

검사명	검사정보	비고
HDV Ab (IgG) (SML code: 50265)	검사 중지	◦사약공급 중단으로 검사중지 ◦적용일자: 2019년 7월 29일 접수분부터
HDV Ab, Total (SML code: 50264)	<u>검체정보</u> : SST Serum / 3.0 mL <u>검사법</u> : Immunoassay <u>검사일/소요일</u> : 매일 / 22-25 일 <u>참고치</u> : Negative <u>보험정보</u> : 국외 / 200,000 원	◦HDV Ab (IgG) 검사중지로 대체검사안내 ◦적용일자: 2019년 7월 29일 접수분부터

## 검사중지

검사명	검사정보	비고
Prader-Willi/Angelman (SML code: 25747)	검사 중지	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦재위탁처의 검사중지</li> <li>◦적용일자: 즉시</li> </ul>
Procollagen 1 N-terminal (P1NP) (SML code: 11959)		<ul style="list-style-type: none"> <li>◦산구검사개설로 검사중지</li> <li>◦적용일자: 2019년 7월 29일 접수분부터</li> </ul>

3/3