

문서번호: 34-53  
발 행: 2019.9.4  
수 신: 병(의)원장  
참 조: 진단검사의학과, 원무관련부서, 외부수탁담당자  
제 목: **일부 검사항목의 검사정보 변경 안내**

1. 귀 원의 무궁한 발전을 기원하며 아울러 저희 삼광의료재단을 이용해 주셔서 깊이 감사 드립니다.
  2. 아래와 같이 검사정보가 변경되어 알려드리오니 병원업무 및 환자진료에 참고하시기 바랍니다.
- Everolimus 검사 포함 3 항목 검사정보 변경 안내
  - LAC screen 검사 포함 4 항목 검사정보 변경 안내

## 검사정보 변경

검사명	검사정보		비고
	변경 전	변경 후	
Everolimus (SML code: 65725)	<u>참고치</u> : (단위: ng/mL) Therapeutic range: 3-8 Critical value: >15	<u>참고치</u> : (단위: ng/mL) 3-15 Toxic level : > 20	◦ 재위탁처의 참고치 변경 ◦ 적용일자: 즉시
FK-506 (SML code: 65581)	<u>참고치</u> : (단위: ng/mL) 5-20	<u>참고치</u> : (단위: ng/mL) 3-20 Toxic level : > 20	
Cyclosporin (SML code: 65551)	<u>참고치</u> : (단위: ng/mL) 75.0-250.0	<u>참고치</u> : (단위: ng/mL) 50-250 Toxic level : > 350	

## 검사정보 변경

검사명	검사정보		비고
	변경 전	변경 후	
LAC screen (SML code: 30935)	<u>참고치:</u> Negative <u>보고형식:</u> Negative (sec 값) / Positive (sec 값)	<u>참고치:</u> Negative (Screen ratio < 1.2) <u>보고형식:</u> Negative (ratio 값) / Positive (ratio 값)	◦검사정보 변경 ◦적용일자: 2019년9월27일 접수분부터
LAC confirm (SML code: 30930)	<u>참고치:</u> < 1.2 Screen/Confirm	<u>참고치:</u> Negative (Normalized ratio < 1.2)	
Malaria (SML code: 70840)	<u>검사일정:</u> 매일 / 1 일	<u>검사일정:</u> 매일 / 1-2 일	
Filariae (SML code: 70770)			

2/2