

문서번호 : 38-13
 발행 : 2023.02.27
 수신 : 병(의)원장
 참조 : 진단검사의학과, 원무관련부서, 외부수탁담당자
 제목 : **일부 검사항목의 검사정보 변경 안내**

- 귀 원의 무궁한 발전을 기원하며 아울러 저희 삼광의료재단을 이용해 주셔서 깊이 감사 드립니다.
- 아래와 같이 검사정보가 변경되어 알려드리오니 병원업무 및 환자진료에 참고하시기 바랍니다.
 - (1-3)-β-D-Glucan 신규검사 안내
 - *KIT (c-kit) gene mutation* 포함 4항목 검사정보 변경 안내
 - (1-3)β-D-Glucan 검사중지 안내

신규검사 안내

검사명	검사정보	비고
(1-3)-β-D-Glucan (SML code: 10535)	<p><u>검체정보</u>: SST Serum / 1.0 mL</p> <p><u>검사법</u>: Colorimetry</p> <p><u>검사일정</u>: 화, 목 / 1 일</p> <p><u>참고치</u>: (단위: pg/mL)</p> <p>Negative < 60.0</p> <p>Intermediate 60.0-79.9</p> <p>Positive ≥ 80.0</p> <p><u>보험정보</u>: 누 620 다 D620401C (350.20) / 32,250 원</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 임상적 의의: 침습적 진균 감염(IF, invasive fungal infection)이 의심되는 환자에서 감염 여부 확인에 유용 ◦ 적용일자: 2023년 3월 13일 접수 분부터
<p>※유의사항: 채취 후 즉시 원심분리하여 SST 그대로 냉동 보관 (혈청분리관 사용 불가)</p>		

검사정보 변경

검사명	검사정보		비고
	변경 전	변경 후	
KIT (c-kit) gene mutation (SML code: 29259)	<u>검사명:</u> c-kit mutation	<u>검사명:</u> KIT (c-kit) gene mutation	<ul style="list-style-type: none"> 유전자명 표기 명확화 적용일자: 2023년 3월 13일 접수 분부터
SFTS virus (Dabie bandavirus) (SML code: 42270)	<u>검사명:</u> SFTS (중증열성혈소판감소증후군)	<u>검사명:</u> SFTS virus (Dabie bandavirus)	<ul style="list-style-type: none"> 바이러스명 표기 명확화 (질병관리청, 유전자재조합실험시침 의거) 적용일자: 2023년 3월 13일 접수 분부터 ※관련 검사 함께 변경 (SML code: 52352, 52358)
Osmolality (SML code: 12320) (SML code: 12321) (SML code: 12322)	<u>검사법:</u> Osmometer	<u>검사법:</u> 빙점강하법	<ul style="list-style-type: none"> 검사법 표기 명확화 적용일자: 2023년 3월 13일 접수 분부터 ※Osmolality 1~14회 함께 변경 (SML code: 12325~12329, 12331~12339)
요일반검사 (SML code: 70000) (SML code: 70005) (SML code: 70006)	<u>검사법:</u> Strip	<u>검사법:</u> Test strip & Wavelength reflectance	<ul style="list-style-type: none"> 검사법 표기 명확화 적용일자: 2023년 3월 13일 접수 분부터 ※관련 검사 함께 변경 (SML code: 70001, 70002, 70004, 70007)

검사중지

검사명	검사정보	비고
(1-3)β-D-Glucan (SML code: 10532) (SML code: 10534)	검사중지	<ul style="list-style-type: none"> 신규검사 세팅으로 인한 검사중지 적용일자: 2023년 3월 13일 접수 분부터