

ANA 검사 보고패턴(Pattern) 명칭 변경

- 검사명 : ANA (검사코드 : 51030, 51031, 51040, 51041)
- 변경내용 : 최근 의료동향에 따른 ANA 검사 보고패턴(Pattern) 명칭 변경
- 적용일자 : 2019년 1월 2일 접수 분부터

[현재] 보고패턴 명칭	[개정] 보고패턴 명칭	비고
Diffuse(homogenous) type	Nuclear homogeneous	변경
Speckled type	Nuclear speckled	변경
—	Nuclear dense fine speckled	신설
Anti-SCI 70 antibody	DNA topoisomerase I (topo I)-like	변경
Centromere(discrete speckled) type	Centromere	변경
Anti-SP 100 antibody	Discrete nuclear dots	변경
Anti-p80 coilin antibody		
Nucleolar type	Nucleolar	변경
Peripheral type	Nuclear envelope	변경
Anti-lamin antibody		
Anti-nuclear pore complex antibody		
anti-PCNA (proliferating cell nuclear antigen)	PCNA-like	변경
Anti-cytoplasmic antibody (unknown type)	Cytoplasmic	변경
Anti-actin antibody	Cytoplasmic fibrillar	변경
Anti-cytokeratin antibody		
Anti-lysosomal antibody	Cytoplasmic speckled	변경
Anti-ribosomal antibody		
Anti-Jo-1 antibody		
Anti mitochondrial Ab	Cytoplasmic reticular/AMA	변경
Golgi-apparatus antibody	Polar/Golgi-like	변경
—	Rods and rings	신설
Anti-centriole antibody	Centrosome	변경
Anti-spindle apparatus antibody	Spindle fibers	변경
Anti-nuclear mitotic apparatus-2 antibody(NuMA-2 Antibody)	NuMA-like	변경
Anti-nuclear mitotic apparatus-1 antibody(NuMA-1 Antibody)		
Mixed type	Mixed type	유지
Shaggy type	—	삭제
Anti-Na antibody	—	삭제

끝